

上肢・下肢止血トレーナー

手動ポンプの操作により個々の創傷からの静・動脈出血を再現

➤上肢止血トレーナー



➤下肢止血トレーナー

➤特徴

- 成人男性の腕または脚、リアルな皮膚の感触を再現
- 解剖学的指標となる骨格や触診可能な血管を再現
- 止血帯が正しい位置および圧力で装着されると出血が停止
- 出血箇所の5-8cm上または中枢側の高い位置で止血可能
- それぞれの創傷は専用カバーで覆う事で異なるトレーニングの状況設定が可能
- 特定の創傷のみを出血可能
- 屋外訓練を想定した高い耐久性。電池や外部電源は不要
- お手入れ簡単で高可搬性。(キャリングバッグ付属)



SSI HP



国内販売店

株式会社 ソリッド・ソリューションズ

東京都港区浜松町一丁目2番4号

TEL: 03-6868-3820 FAX: 050-3852-4200

Mail: sales@solidsi.co.jp

HP: www.solidsi.co.jp

2023年8月



LINE問合せ

仕様

	上肢止血トレーナー	下肢止血トレーナー
3つの異なる創傷	深い裂傷または刺創（5センチ）	鼠径部の深い裂傷
	大口径銃の貫通銃創（射創）	大腿上部の貫通銃創（射創）
	肩関節の創傷	膝周辺の切断
練習できる手技	止血帯の使用	
	創傷パッキング（関節部含む）	
	XSTAT®（止血器具）の使用	
出血システム	-	断端/広範部位の創傷ドレッシング
	2リットルまで入る血液リザーバー附属	
	濃縮模擬血液（250ml）で2リットル分の血液を作成可能	
サイズ/重さ	-	創傷パッキング時も血液が逆流しないため練習の継続可能
	93cm 3kg	56cm 5.1kg
構成	シミュレーター本体	
	手動式血液ポンプ	
	キャリングバッグ	
	血液リザーバー	
	濃縮模擬血液250ml	
	創傷カバー3枚	創傷カバー2枚
	アーム着用ベルト	サンドバッグ

